

## Roztok hydroxidu sodného 0,5% (NaOH)

In vitro diagnostická zdravotnícka pomôcka.

Len na profesionálne použitie.

- Určenie:** Výrobok je určený na použitie pri údržbe a dekontaminácii prístrojov v serológii.
- Obsah balenia:** 100 ml roztoku vo fľaši
- Zloženie:** hydroxid sodný, demineralizovaná voda
- Skladovanie:** Skladujte v chlade pri teplote do +25°C.
- Použitelnosť:** Po otvorení primárneho obalu spotrebujte do 30 dní.
- Pracovný postup:** Roztok použite podľa interných postupov.
- Upozornenie:**



Pozor

H290 Môže byť korozívny pre kovy.

H315 Dráždi kožu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

**Informácia pre používateľov:** Nepoužívajte po dátume expirácie.

Použitie aj nepoužitie produkty likvidujte ako nebezpečný odpad v zmysle platných predpisov.

**Pokyny pre prípad poškodenia obalu:** V prípade poškodenia obalu nepoužívajte, výrobok dajte na likvidáciu.

### Výrobca

EnviroLab s.r.o.  
Galvaniho 7  
821 04 Bratislava  
Slovenská republika

### Prevádzka:

Obchodná ulica 7  
946 51 Nesvady  
Slovenská republika