
Roztok tlmivý fyziologický pH 7,2 (PBS 7,2)

In vitro diagnostická zdravotnícka pomôcka.
Len na profesionálne použitie.

- Určenie:** Výrobok je určený na riedenie vzoriek pri vybraných serologických metódach.
- Obsah balenia:** 1000 ml roztoku vo fľaši
- Zloženie:** dihydrogénfosforečnan draselný, hydrogénfosforečnan didraselný dodekahydrát, chlorid sodný, demineralizovaná voda
- Skladovanie:** Skladujte pri teplote do +25°C.
- Použitelnosť:** Po otvorení primárneho obalu spotrebujte do 30 dní.
- Pracovný postup:** Roztok použite podľa interných postupov.
- Informácia pre používateľov:** Nepoužívajte po dátume expirácie.
Použité aj nepoužité produkty likvidujte ako nebezpečný odpad v zmysle platných predpisov.
- Pokyny pre prípad poškodenia obalu:** V prípade poškodenia obalu nepoužívajte, výrobok dajte na likvidáciu.

Výrobca

EnviroLab s.r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Prevádzka:

Obchodná ulica 7
946 51 Nesvady
Slovenská republika