
Roztok fyziologický (FR)

In vitro diagnostická zdravotnícka pomôcka.

Len na profesionálne použitie.

- Určenie:** Výrobok je určený na prípravu suspenzií mikroorganizmov a pre prípravu mikroskopických preparátov.
- Obsah balenia:** 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4,5 ml alebo 6 ml roztoku v skúmavke
- Zloženie:** Chlorid sodný, demineralizovaná voda
- Skladovanie:** Skladujte v chlade pri teplote +2°C až +8°C.
- Použitelnosť:** Po otvorení primárneho obalu spotrebujte do 24 hodín.
- Pracovný postup:** Roztok použite podľa interných postupov.
- Informácia pre používateľov:** Nepoužívajte po dátume expirácie.
Použité aj nepoužité produkty likvidujte ako nebezpečný odpad v zmysle platných predpisov.
- Pokyny pre prípad poškodenia obalu:** V prípade poškodenia obalu nepoužívajte, výrobok dajte na likvidáciu.

Výrobca

EnviroLab s.r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Prevádzka:

Obchodná ulica 7
946 51 Nesvady
Slovenská republika