

Roztok dusičnanu strieborného 20% (Lapis)

In vitro diagnostická zdravotnícka pomôcka.
Len na profesionálne použitie.

Určenie:	Výrobok je určený na vizuálne označenie a rozdelenie povrchu agaru v Petriho miske pred následnou inokuláciou testovanej vzorky.														
Obsah balenia:	100 ml roztoku vo fľaši														
Zloženie:	dusičnan strieborný, demineralizovaná voda														
Skladovanie:	Skladujte v tmavej fľaši pri teplote do +25°C.														
Použitelnosť:	Po otvorení primárneho obalu spotrebujte do 30 dní.														
Pracovný postup:	Roztok použite podľa interných postupov.														
Informácia pre používateľov:	Nepoužívajte po dátume expirácie. Použitý aj nepoužitý produkt likvidujte ako nebezpečný odpad v zmysle platných predpisov.														
Upozornenie:	 Pozor <table><tr><td>H290</td><td>Môže byť korozívny pre kovy.</td></tr><tr><td>H315</td><td>Dráždi kožu.</td></tr><tr><td>H319</td><td>Spôsobuje vážne podráždenie očí.</td></tr><tr><td>H410</td><td>Veľmi škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.</td></tr><tr><td>P273</td><td>Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.</td></tr><tr><td>P302+P352</td><td>PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.</td></tr><tr><td>P305+P351+P338</td><td>PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.</td></tr></table>	H290	Môže byť korozívny pre kovy.	H315	Dráždi kožu.	H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.	H410	Veľmi škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.	P273	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.	P302+P352	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.	P305+P351+P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
H290	Môže byť korozívny pre kovy.														
H315	Dráždi kožu.														
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.														
H410	Veľmi škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.														
P273	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.														
P302+P352	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.														
P305+P351+P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.														
Pokyny pre prípad poškodenia obalu:	V prípade poškodenia obalu nepoužívajte, výrobok dajte na likvidáciu.														

Výrobca
EnviroLab s.r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Prevádzka:
Obchodná ulica 7
946 51 Nesvady
Slovenská republika